

Wb、Elisa用抗Gabarapモノクローナル抗体 - O95166

商品番号: CM0009468



前書き

ヒトGABARAPを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。オートファジーおよび細胞内輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABARAPウサギmAb
備考／別名	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11337
GeneID	11337
免疫原	ヒトGABARAP (O95166) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95166
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ