

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Gabarapl1 モノクローナル抗体 - Q9H0R8

商品番号: CM0005460



前書き

ヒトGABARAPL1に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで有効性を確認済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。オートファジーと受容体輸送に関与するタンパク質を標的とし、神経科学および細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABARAPL1 ウサギ mAb
備考/別名	GABARAPL1; APG8-LIKE; APG8L; ATG8; ATG8B; ATG8L; GEC1; GABA type A receptor associated protein like 1
種	ヒト
遺伝子ID	23710
免疫原	合成ペプチド ヒトGABARAPL1のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。(NP_113600.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0R8
タンパク質分子量	14kDa/17kDa
発送方法	保冷バッグ