


Gabarapl1に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H0R8

商品番号: CM0028183



前書き

GABARAPL1（GEC1、ATG8L）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAで実証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。オートファジーおよびオピオイド受容体輸送の研究に用いられます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GABARAPL1 ウサギpAb
備考/別名	ATG8, GEC1, APG8L, ATG8B, ATG8L, APG8-LIKE, GABARAPL1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	23710
遺伝子ID	23710
免疫原	合成ペプチド ヒトGABARAPL1（NP_113600.1）のアミノ酸1～50番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0R8
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	保冷剤