

Wb、Elisa用抗Gabarapl2ポリクローナル抗体 - P60520

商品番号: CM0020665



前書き

ヒトGABARAPL2に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。オートファジーおよびゴルジ体内輸送に関与するタンパク質を標的とし、細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABARAPL2 ウサギ pAb
備考／別名	ATG8; GEF2; ATG8C; GEF-2; GATE16; GATE-16; GABARAPL2
種	ヒト
遺伝子ID	11345
免疫原	ヒトGABARAPL2 (NP_009216.1) のアミノ酸1〜50内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P60520
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ