

Wb、Elisa用抗Gabarapl2ウサギモノクローナル抗体 - P60520

商品番号: CM0010528



前書き

ヒトGABARAPL2（GATE-16）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。14 kDa、免疫原はアミノ酸38-117。オートファジーおよびゴルジ体内輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABARAPL2ウサギmAb
備考／別名	ATG8、GEF2、ATG8C、GEF-2、GATE16、GATE-16、FLC3A、GABARAPL2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	11345
GeneID	11345
免疫原	合成ペプチド：ヒトGABARAPL2（P60520）のアミノ酸38-117内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60520
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ