

Wb、Elisa用Anti-Gabpaポリクローナル抗体 - Q06546

商品番号: CM0017056

前書き

ヒトGA結合タンパク質アルファ鎖（GABPA/NRF2α）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトおよびラットとの交差反応性を示します。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABPA Rabbit pAb
備考/別名	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2551
遺伝子ID	2551
免疫原	ヒトGABPA（NP_002031.2）のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q06546
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋