

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Gabpa

ウサギポリクローナル抗体 - Q06546

商品番号: CM0027767

前書き

ヒトGABPA（GA結合タンパク質α鎖）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性あり。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABPA ウサギ pAb
備考/別名	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2551
遺伝子ID	2551
免疫原	ヒトGABPA（NP_002031.2）のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06546
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ