

WbおよびElisa用Anti-Gabpb1ポリクローナル抗体 - Q06547

商品番号: CM0029636

前書き

核エンコード型ミトコンドリア遺伝子を制御する転写因子であるGABPB1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応し、分子量は42kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABPB1 Rabbit pAb
備考/別名	E4TF1; GABPB; BABPB2; E4TF1B; GABPB2; NRF2B1; NRF2B2; GABPB-1; E4TF1-47; E4TF1-53; GABPB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2553
GeneID	2553
免疫原	ヒトGABPB1 (NP_005245.2) のアミノ酸231-395に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q06547
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ