

Wb、Elisa用抗Gabpb2ポリクローナル抗体 - Q8Tak5

商品番号: CM0030930

前書き

ヒトGABPB2に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットのサンプルに適用可能です。GARITCHリピートが関与する転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABPB2 ウサギ pAb
備考/別名	GABPB-2; GABPB2
抗原種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	126626
遺伝子ID	126626
免疫原	ヒトGABPB2 (NP_653219.1) のアミノ酸239〜448に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8TAK5
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	保冷剤