


Wb、Elisa用 抗Gabra1ポリクローナル抗体 - P14867

商品番号: CM0014013



前書き

ヒトGABRA1 (GABAAR α -1)
に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適し、マウスおよびラットとの交差反応性あり。抑制性神経伝達およびてんかん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABRA1 ウサギ pAb
備考/別名	EJM; ECA4; EJM5; DEE19; EIEE19; GABRA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2554
遺伝子ID	2554
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGABRA1 (NP_000797.2) のアミノ酸28-251に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P14867
タンパク質分子量	52 kDa
輸送	保冷バッグ