

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Gabra2 ウサギポリクローナル抗体 - P47869

商品番号: CM0022610



前書き

GABA(A)受容体α2サブユニットに対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルでのウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。神経科学研究およびてんかん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABRA2 ウサギ pAb
備考/別名	DEE78; EIEE78; GABRA2
種	ヒト
遺伝子ID	2555 (ヒト)
免疫原	ヒトGABRA2 (NP_000798.2) のアミノ酸300-400に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス
SWISS	P47869
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ