


抗Gabra3ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用途） - P34903

商品番号: CM0015917



前書き

WBおよびELISAでの検証が完了した抗GABRA3ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのGABRA3と反応します。抑制性神経伝達物質およびイオンチャネルの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABRA3 Rabbit pAb
備考/別名	EPILX2; GABRA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2556
GeneID	2556
免疫原	ヒトGABRA3（NP_000799.1）のアミノ酸29～276番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34903
タンパク質分子量	55kDa
輸送方法	保冷剤