

Wb、Elisa向け抗Gabra5ポリクローナル抗体 - P31644

商品番号: CM0017253



前書き

γ -アミノ酪酸受容体サブユニット α -5 (GABRA5) を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットで交差反応性を示します。GABA作動性シグナル伝達や神経疾患の研究に有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABRA5 ウサギ pAb
備考/別名	DEE79; EIEE79; GABRA5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2558
GeneID	2558
免疫原	ヒトGABRA5 (NP_000801.1) のアミノ酸32～259番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31644
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋