

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Gabra5 ウサギポリクローナル抗体 - P31644

商品番号: CM0030552



前書き

GABA(A)受容体 α -

5サブユニット（GABRA5）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABRA5 ウサギ pAb
備考/別名	DEE79; EIEE79; GABRA5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2558
遺伝子ID	2558
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P31644
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ