


抗Gabrdウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14764

商品番号: CM0024062



前書き

ヒトGABRD（GABA(A)受容体デルタサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ラットと交差反応性を示します。持続的GABA作動性抑制、睡眠調節、てんかんの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABRD Rabbit pAb
備考/別名	EJM7; EIG10; GEFSP5; GABRD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2563
GeneID	2563
免疫原	ヒトGABRD（NP_000806.2）のアミノ酸31～248番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O14764
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	氷袋