

抗Gabrg1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q8N1C3

商品番号: CM0015193

前書き

ヒトGABRG1（GABA(A)受容体γ1サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAへの使用に適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。抑制性神経伝達物質受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABRG1 Rabbit pAb
備考／別名	GABRG1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2565
GeneID	2565
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGABRG1（NP_775807.2）のアミノ酸200～260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N1C3
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	保冷剤