


抗Gabrr1ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P24046

商品番号: CM0026692



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗GABRR1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGABRR1（GABA受容体rho-1サブユニット）を認識します。網膜および小脳の神経伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABRR1 ウサギpAb
備考/別名	GABRR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2569
GeneID	2569
免疫原	ヒトGABRR1の365-465アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_002033.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24046
タンパク質重量	56kDa
配送	アイスバッグ