


抗Gad65/Gad2モノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - Q05329

商品番号: CM0006565



前書き

ヒトGAD65/GAD2（グルタミン酸デカルボキシラーゼ2）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みで、マウス・ラットと交差反応性を示します。GABA生合成および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAD65/GAD2 ウサギmAb
備考/別名	GAD65; GAD65/GAD2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2572
免疫原	ヒトGAD65/GAD2（NP_000809.1）のアミノ酸1～125番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q05329
タンパク質分子量	65kDa
発送方法	氷袋梱包