

Anti-Gad65/Gad2 マウスモノクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - Q05329

商品番号: CM0009906



前書き

ヒトGAD65/GAD2に対するマウスモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。GABA生合成に関与する65kDaグルタミン酸脱炭酸酵素アイソフォームを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAD65/GAD2 Mouse mAb
備考/別名	GAD65
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2572
GeneID	2572
免疫原	ヒトGAD65/GAD2組換えタンパク質
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05329
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ