

Anti-Gad65/Gad2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - Q05329

商品番号: CM0015687



前書き

ヒトGAD65/GAD2（GABA合成酵素）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経科学および自己免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAD65/GAD2 ウサギ pAb
備考/別名	GAD65; GAD65/GAD2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2572
免疫原	ヒトGAD65/GAD2（NP_001127838.1）のアミノ酸401-585に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05329
タンパク質分子量	65 kDa
輸送	氷袋