


Anti-Gad67/Gad1 ポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - Q99259

商品番号: CM0030383



前書き

WB、IF-

P、ELISA用のヒトGAD67/GAD1（GABA合成酵素）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。神経科学および糖尿病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAD67/GAD1 Rabbit pAb
備考/別名	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2571
GeneID	2571
免疫原	ヒトGAD67/GAD1 (NP_000808.2) のアミノ酸141-240領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99259
タンパク質分子量	67kDa
配送方法	氷袋