

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Gadd45Aウサギポリクローナル抗体 - P24522

商品番号: CM0021059



前書き

GADD45A (DDIT1) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラット種と反応します。DNA損傷および細胞周期研究への応用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GADD45AウサギpAb
備考／別名	DDIT1; GADD45; GADD45A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1647
GeneID	1647
免疫原	合成ペプチド ヒトGADD45A (NP_001915.1) のアミノ酸1~165内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24522
タンパク質分子量	18kDa
配送	保冷バッグ