


抗Gadd45G ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O95257

商品番号: CM0014724



前書き

GADD45G

(CR6/DDIT2)を対象としたウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。増殖停止、アポトーシス、ストレス応答性MAPKシグナル伝達に与えるタンパク質を対象としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GADD45G ウサギpAb
備考／別名	CR6; DDIT2; GRP17; GADD45gamma; GADD45G
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10912
遺伝子ID	10912
免疫原	ヒトGADD45G (NP_006696.1)のアミノ酸90～159番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95257
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	氷袋梱包