

WbおよびElisa用Anti-Gal3St4ウサギポリクローナル抗体 - Q96Rp7

商品番号: CM0026059

前書き

ヒトGAL3ST4（ガラクトース-3-O-スルホトランスフェラーゼ4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに対応。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。O結合型糖タンパク質の硫酸化経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAL3ST4 Rabbit pAb
備考/別名	GAL3ST-4; GAL3ST4
種	ヒト
遺伝子ID	79690
免疫原	ヒトGAL3ST4 (NP_078913.3) のアミノ酸137-486に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96RP7
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ