

抗ガラクトシダーゼアルファ（Gla）モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P06280

商品番号: CM0008550



前書き

ヒトガラクトシダーゼアルファ（GLA）に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。糖スフィンゴ脂質代謝およびファブリー病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ガラクトシダーゼアルファ（GLA）ウサギmAb
備考/別名	GALA; ガラクトシダーゼアルファ (GLA)
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2717
GeneID	2717
免疫原	合成ペプチド ヒトガラクトシダーゼアルファ（GLA）（GLA）（P06280）のアミノ酸50～150番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06280
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	保冷剤