


抗ガラクトシダーゼアルファ（Gla）ポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - P06280

商品番号: CM0018286



前書き

ヒトアルファ-

ガラクトシダーゼA（GLA）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しています。リソソーム性糖脂質代謝やファブリー病の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ガラクトシダーゼアルファ（GLA）ウサギpAb
備考/別名	GALA; ガラクトシダーゼアルファ（GLA）
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2717
GeneID	2717
免疫原	組換えタンパク質（ヒトガラクトシダーゼアルファ（GLA）（NP_000160.1）のアミノ酸150～429に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交叉反応性	ヒト
SWISS	P06280
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	氷袋