

## 抗ガラクトシダーゼアルファ（Gla）ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa用 - P06280

商品番号: CM0023347



### 前書き

ヒトガラクトシダーゼアルファ（GLA）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。タンパク質分子量 49kDa。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名       | ガラクトシダーゼアルファ（GLA）ウサギ pAb                                                                  |
| 備考/別名     | GALA; ガラクトシダーゼアルファ (GLA)                                                                  |
| 種         | ヒト                                                                                        |
| 遺伝子ID（ヒト） | 2717                                                                                      |
| 遺伝子ID     | 2717                                                                                      |
| 免疫原       | 組換えタンパク質 ヒトガラクトシダーゼアルファ（ガラクトシダーゼアルファ（GLA））（NP_000160.1）のアミノ酸150～429番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 起源        | ウサギ                                                                                       |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                                                 |
| 用途        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                         |
| 交差反応性     | ヒト, マウス                                                                                   |
| SWISS     | P06280                                                                                    |
| タンパク質分子量  | 49kDa                                                                                     |
| 輸送方法      | 氷袋                                                                                        |