

## ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Galcウサギポリクローナル抗体 - P54803

商品番号: CM0027866

### 前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗GALCウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのガラクトセレブロシダーゼを標的とします。リソソーム蓄積症の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | GALC ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名      | GALC                                                  |
| 種          | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 2581                                                  |
| 遺伝子ID      | 2581                                                  |
| 免疫原        | ヒト GALC (NP_000144.2) のアミノ酸40-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| 適用         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                              |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS      | P54803                                                |
| タンパク質分子量   | 77kDa                                                 |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                 |