

Anti-Gale (Udp-Glucose 4-Epimerase) ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q14376

商品番号: CM0030391



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのGALEウサギpAb。ヒト、マウス、ラットのGALE（UDP-glucose 4-epimerase）を検出します。ガラクトース代謝および糖タンパク質研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GALE Rabbit pAb
備考/別名	SDR1E1; GALE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2582
GeneID	2582
免疫原	ヒト GALE (NP_001121093.1) のアミノ酸129-348に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14376
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋