

Wb、If/Icc、Elisa用 抗ガレクチン-1 ポリクローナル抗体 - Pwb09382

商品番号: CM0020165



前書き

ヒト Galectin-1 (LGALS1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシス、細胞増殖、および免疫調節の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Galectin 1/LGALS1 Rabbit pAb
備考/別名	GBP; GAL1; Galectin 1/LGALS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3956
GeneID	3956
免疫原	ヒトGalectin 1/LGALS1 (NP_002296.1) のアミノ酸1-135に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P09382
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバック