

抗ガレクチン1/Lgals1ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P09382

商品番号: CM0020037



前書き

本ウサギポリクローナル抗体は、アポトーシスや免疫調節に与関する重要なレクチンであるヒトガレクチン-1 (LGALS1)

を標的とします。ウェスタンブロッティング (WB) およびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットのサンプルとも交差反応するため、トランスレーショナルリサーチを強力にサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ガレクチン1/LGALS1 ウサギpAb
備考/別名	GBP; GAL1; S1
種	ヒト
GeneID	3956
免疫原	ヒトガレクチン1/LGALS1のアミノ酸1-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002296.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09382
タンパク質重量	15kDa
輸送	アイスバッグ