

Anti-Galectin 1/Lgals1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P09382

商品番号: CM0002828



前書き

ヒト Galectin 1/LGALS1

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。W B、IHC-P、ELISA

で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。

アポトーシス、免疫調節、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Galectin 1/LGALS1 Rabbit mAb
備考/別名	GBP; GAL1; Galectin 1/LGALS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3956
GeneID	3956
免疫原	ヒト Galectin 1/LGALS1 (NP_002296.1) のアミノ酸 1-135 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09382
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋