


Anti-Galectin 3/Lgals3 ウサギモノクローナル抗体（Wb, If/Icc, Ip, Elisa対応） - P17931

商品番号: CM0006739



前書き

ヒトガレクチン-3 (LGALS3)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/IC、IP、ELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応します。組換え全長免疫原を使用し、26 kDaのタンパク質を検出します。炎症、オートファジー、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Galectin 3/LGALS3 Rabbit mAb
備考/別名	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3958
GeneID	3958
免疫原	ヒト Galectin 3/LGALS3 (NP_002297.2) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17931
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ