


Wb、If/Icc、Ip、Fc、Elisa用 抗ガレクチン3/Lgals3

ウサギモノクローナル抗体 - P17931

商品番号: CM0008421



前書き

ヒトガレクチン-

3/LGALS3に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、FC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのガレクチン-

3を検出。レクチン介在性プロセス、炎症、癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ガレクチン 3/LGALS3 ウサギ mAb
備考/別名	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3958
免疫原	ヒトガレクチン 3/LGALS3 (NP_002297.2) のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、FC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P17931
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ