


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗ガレクチン3/Lgals3 ウサギ モノクローナル抗体 - P17931

商品番号: CM0005590



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用として検証済みの高品質ガレクチン3/LGALS3 ウサギ

モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。レクチン介在性細胞接着、炎症、がん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ガレクチン3/LGALS3 ウサギ mAb
備考/別名	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3958
GeneID	3958
免疫原	合成ペプチド (ヒトガレクチン3/LGALS3 (P17931)のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17931
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ