


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗ガレクチン4/Lgals4 モノクローナル抗体 - P56470

商品番号: CM0007949



前書き

ヒトガレクチン4/LGALS4に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。接合部アセンブリおよび接着研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ガレクチン4/LGALS4 ウサギmAb
備考/別名	GAL4; L36LBP; Galectin 4/LGALS4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3960
遺伝子ID	3960
免疫原	合成ペプチド ヒトガレクチン4/LGALS4 (P56470) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56470
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ