


抗Galectin 4/Lgals4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - P56470

商品番号: CM0021987



前書き

ヒトGalectin-

4に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ガラクトース結合レクチンの機能および接着結合生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Galectin 4/LGALS4 ウサギpAb
備考／別名	GAL4; L36LBP; Galectin 4/LGALS4
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3960
免疫原	ヒトGalectin 4/LGALS4 (NP_006140.1) のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56470
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤