

Wb、Elisa用抗Galk1ウサギポリクローナル抗体 - P51570

商品番号: CM0024492



前書き

ヒトGALK1に対するウサギポリクローナル抗体。組換えタンパク質（aa 1-120）を免疫原として作製されました。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応します。ガラクトース代謝およびキナーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GALK1 Rabbit pAb
備考/別名	GK1; GALK; HEL-S-19; GALK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2584
GeneID	2584
免疫原	ヒトGALK1 (NP_000145.1) のアミノ酸1-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P51570
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスパック