

抗Galnt2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - Q10471

商品番号: CM0027567



前書き

ヒトGALNT2（GalNAc-T2）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。O-グリコシル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GALNT2 ウサギpAb
別名	CDG2T; GalNAc-T2; GALNT2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2590
遺伝子ID	2590
免疫原	ヒトGALNT2（NP_004472.1）のアミノ酸442～571番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q10471
タンパク質分子量	65kDa
発送方法	氷袋