

WbおよびElisa用 Anti-Galnt3 ポリクローナル抗体 - Q14435

商品番号: CM0026055

前書き

ヒト GALNT3 (GalNAc-T3)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB)
およびELISAアプリケーションで検証済み。O-結合型グリコシル化、ムチン生物学、FGF23調節に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

中核パラメータ	仕様
製品名	GALNT3 ウサギ pAb
備考/別名	HHS; HFTC; HFTCl; GalNAc-T3; GALNT3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2591
免疫原	ヒト GALNT3 (NP_004473.2) のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14435
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷バッグ