

抗Galnt3ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - Q14435

商品番号: CM0018498

前書き

ヒト GALNT3 (GalNAc-T3)
特異的ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。O-グリコシル化およびFGF23関連疾患の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GALNT3 ウサギpAb
備考/別名	HHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2591
遺伝子ID	2591
免疫原	ヒト GALNT3のアミノ酸43-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004473.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14435
タンパク質重量	73kDa
配送	アイスバッグ