

Wb、Elisa用抗Galnt6ポリクローナル抗体 - Q8Ncl4

商品番号: CM0017579

前書き

ヒト GALNT6 (GalNAc-T6)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISAで検証済みです。O型結合グリ
コシル化、癌胎児性フィブロネクチン合成、およびFG
F23修飾の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GALNT6 Rabbit pAb
備考/別名	GalNAcT6; GALNAC-T6; GALNT6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11226
GeneID	11226
免疫原	組換えタンパク質 ヒト GALNT6 (NP_009141.2) のアミノ酸30-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NCL4
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスバッグ