

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Galnt7ポリクローナル抗体 - Q86Sf2

商品番号: CM0018997



### 前書き

WB、IHC-

P、ELISA用にバリデーションされたGALNT7ウサギポリクローナル抗体。ヒトN-アセチルガラクトサミニルトランスフェラーゼ7（75kDa）を特異的に検出します。これは、O型オリゴ糖合成に不可欠なゴルジ局在糖ペプチド転移酵素です。糖生物学およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名        | GALNT7 Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名      | GalNAcT7; GALNAC-T7; GALNT7                             |
| 種          | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 51809                                                   |
| 遺伝子ID      | 51809                                                   |
| 免疫原        | ヒト GALNT7 (NP_059119.2) のアミノ酸30-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源        | ウサギ                                                     |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                               |
| アプリケーション   | WB, IHC-P, ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト                                                      |
| SWISS      | Q86SF2                                                  |
| タンパク質分子量   | 75kDa                                                   |
| 配送         | 氷袋                                                      |