

Wb、Elisa用抗Galpポリクローナル抗体 - Q9Ubc7

商品番号: CM0020628

前書き

ヒトGALPに対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのGALPを認識します。神経ペプチド機能、視床下部シグナル伝達、抗菌活性の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GALPウサギpAb
備考／別名	GALP
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	85569
免疫原	ヒトGALP（NP_149097.1）のアミノ酸25～116に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBC7
タンパク質分子量	13 kDa
輸送条件	保冷剤