


抗Galtポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P07902

商品番号: CM0018920



前書き

ヒトGALT（ガラクトース-1-リン酸ウリジリルトランスフェラーゼ）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。予測分子量は43 kDaです。ガラクトース代謝研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GALT ウサギ pAb
備考/別名	GALT; ガラクトース-1-リン酸ウリジリルトランスフェラーゼ
対象種	ヒト
遺伝子ID	2592
免疫原	ヒトGALT（NP_000146.2）のアミノ酸1〜379番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07902
タンパク質分子量	43kDa
輸送方法	氷袋梱包