

Wb用 抗Gamma-Synuclein モノクローナル抗体 - O76070

商品番号: CM0011100

前書き

ヒト gamma-Synuclein（O76070）に対して作製されたウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経フィラメントの完全性および神経変性疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	gamma-Synuclein Rabbit mAb
備考/別名	SR, BCSG1, gamma-Synuclein
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6623
遺伝子ID	6623
免疫原	合成ペプチド ヒト gamma-Synuclein（O76070）のアミノ酸48-127内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76070
タンパク質分子量	13kDa
出荷	アイスバッグ