

Wb、Ihc-P、Elisa用抗ガンマ・シヌクレイン ポリクローナル抗体 - O76070

商品番号: CM0018509

前書き

ヒトガンマ・シヌクレイン（SNCG / 乳癌特異的遺伝子1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。神経生物学および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	gamma-Synuclein Rabbit pAb
備考/別名	SR; BCSG1; gamma-Synuclein
種	ヒト
遺伝子ID	6623
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O76070
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスバッグ