

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ganabウサギポリクローナル抗体 - Q14697

商品番号: CM0016262



前書き

グルコシダーゼIIの触媒サブユニットであるヒトGANABに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。糖タンパク質プロセッシングおよびポリシスチン成熟研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GANABウサギpAb
備考／別名	G2AN; GI1A; PKD3; GLUII; GANAB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23193
免疫原	ヒトGANAB (NP_001265123.1) のアミノ酸1〜260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14697
タンパク質分子量	107kDa
輸送	保冷バッグ