

Wb、Elisa用抗Gancウサギポリクローナル抗体 - Q8Tet4

商品番号: CM0020824

前書き

ヒト中性α-
グルコシダーゼC（GANC）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。グリコシダーゼ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GANC Rabbit pAb
備考/エイリアス	GANC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2595
遺伝子ID	2595
免疫原	ヒトGANC (NP_937784.2) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q8TET4
タンパク質分子量	104kDa
配送	氷袋