

抗Gap43モノクローナル抗体（Wb、If、Elisa対応） - P17677

商品番号: CM0002459

前書き

ヒトGAP43（Growth-associated protein 43、B-50、pp46）に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに対応し、マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAP43 ウサギmAb
備考・別名	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2596
GeneID	2596
免疫原	合成ペプチド ヒトGAP43（P17677）のアミノ酸139～238番領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-F、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17677
タンパク質分子量	25 kDa
発送方法	保冷剤